


Wb용 Xrcc4 토끼 다클로날 항체 - Q13426

품목 번호: CM0020672



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-XRCC4 다클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 XRCC4(38 kDa)를 검출합니다. DNA 이중 가닥 절단 복구 및 NHEJ 경로 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	XRCC4 Rabbit pAb
비고/별칭	SSMED, hXRCC4, XRCC4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7518
GeneID	7518
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 XRCC4 (NP_001304941.1?)의 아미노산 1-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q13426
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)