

Yeats2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ulm3

품목 번호: CM0023051



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 YEATS2 토끼 다클론 항체입니다. H3K27 크로토닐화 결합 크로마틴 리더인 인간, 마우스 및 래트 YEATS2를 인식합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	YEATS2 토끼 pAb
비고/별칭	FAME4; YEATS2
종	인간
유전자 ID (인간)	55689
유전자 ID	55689
면역원	인간 YEATS2(NP_060493.3)의 아미노산 130-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9ULM3
단백질 분자량	151kDa
배송 방식	아이스 팩