


Yes1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - P07947

품목 번호: CM0014380



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 YES1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). 세포 성장, 부착 및 이동을 조절하는 인간 및 마우스 Tyrosine-protein kinase Yes (c-yes)를 인식합니다. 암 연구 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YES1 Rabbit pAb
비고/별칭	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
종(Species)	Human
GeneID (human)	7525
GeneID	7525
면역원(Immunogen)	인간 YES1 (NP_005424.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P07947
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	Ice bag