


Ykl-40/Chi3L1 토끼 다클론 항체 - P36222

품목 번호: CM0019026



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증된 Anti-YKL-40/CHI3L1 토끼 다클론 항체입니다. 염증 및 조직 재형성에 관여하는 43 kDa 분비성 당단백질인 인간, 마우스, 랫드 CHI3L1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YKL-40/CHI3L1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
종	인간
GeneID (인간)	1116
GeneID	1116
면역원	인간 YKL-40/CHI3L1(NP_001267.2)의 아미노산 22~220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36222
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스팩