

Wb 및 Elisa용 Ykt6 토끼 다클로날 항체 - O15498

품목 번호: CM0020506



소개

인간 YKT6를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. SNARE 매개 소포 운송 및 골지 장치(Golgi apparatus) 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YKT6 Rabbit pAb
비고/별칭	YKT6
종(Species)	인간(Human)
GeneID	10652
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 인간 YKT6 (NP_006546.1)의 아미노산 100-198 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O15498
단백질 분자량	22 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)