


Wb 및 Elisa용 Yod1 토끼 다클로날 항체 - Q5Vvq6

품목 번호: CM0014227



소개

WB 및 ELISA 용도로 검증된 YOD1 토끼 pAb로, 인간 및 마우스 YOD1 유비퀴틴 티오에스테라제 OTU1을 인식합니다. ERAD 및 오토파지 경로에 관여합니다. IVD 연구에 적합합니다. - Q5VVQ6

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YOD1 토끼 pAb
비고/별칭	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55432
GeneID	55432
면역원(Immunogen)	인간 YOD1 (NP_061036.3)의 아미노산 1-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카드	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q5VVQ6
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)