


Wb, Elisa용 Ythdc2 토끼 다클론 항체 - Q9H6S0

품목 번호: CM0016242



소개

인간 YTHDC2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 감수분열 및 정자 형성에서 m6A RNA 헬리케이스 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDC2 토끼 pAb
비고/별칭	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
종	인간
GeneID (인간)	64848
GeneID	64848
면역원	인간 YTHDC2(NP_073739.3)의 아미노산 1131-1430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H6S0
단백질 분자량	160kDa
배송	아이스팩