

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ythdf2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y5A9

품목 번호: CM0020132



소개

mRNA 안정성을 조절하는 m6A RNA 리더인 인간 YTHDF2에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 에피트랜스크립토믹스 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	YTHDF2 Rabbit pAb
비고/별칭	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51441
면역원	인간 YTHDF2 (NP_001166599.1)의 아미노산 143-243에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y5A9
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백