

Ywhaz/14-3-3 제타/델타 Rabbit Pab (Wb, Elisa용) - P63104

품목 번호: CM0018139



소개

인간 YWHAZ/14-3-3 제타/델타를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 신호전달 경로, 인산화 및 단백질 상호작용 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	YWHAZ Rabbit pAb
비고/별칭	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
종	인간
GeneID (인간)	7534
GeneID	7534
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63104
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백