

Wb, Elisa, Chip용 Yy1 토끼 다클로날 항체 - P25490

품목 번호: CM0018480



소개

WB, ELISA, ChIP용 YY1 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 YY1 단백질(~45 kDa)과 반응합니다. 전사 조절, 크로마틴 리모델링 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다. - P25490

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	YY1 Rabbit pAb
비고/별칭	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7528
GeneID	7528
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 YY1 (NP_003394.1)의 아미노산 80-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P25490
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)