

Zak Rabbit Pab – Zak

품목 번호: CM0024915

소개

ZAK Rabbit pAb는 재조합 인간 ZAK 단백질에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론 항체입니다. 이 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA를 통해 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 ZAK을 검출하며, MAP3K 신호 전달 및 스트레스 반응 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZAK Rabbit pAb
비고/별칭	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mklak; MLTKbeta; MLTKalpha
종	인간
유전자 ID (인간)	51776
유전자 ID	51776
면역원	인간 ZAK (NP_598407.1)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	35kDa/51kDa/91kDa
배송	아이스백