

Zak Rabbit Pab - Zak

품목 번호: CM0016193

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC), ELISA에 대해
검증된 인간 ZAK에 대한 토끼 폴리클론항 항체. 생쥐 및
쥐 ZAK와 교차 반응. 질병에서의 ZAK 키나제 기능
연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZAK Rabbit pAb
비고/별칭	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
종	인간
유전자 ID (인간)	51776
유전자 ID	51776
면역원	재조합 단백질; 인간 ZAK (NP_598407.1)의 아미노산 100-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
단백질 무게	35kDa/51kDa/91kDa
배송	아이스백