


Wb, If-P, Elisa용 Zap70 토끼 단클론 항체 - P43403

품목 번호: CM0005184



소개

인간 ZAP70에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증되었습니다. T세포 수용체 신호전달과 적응면역에 필수적인 표적 티로신 키나아제입니다. 70 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZAP70 토끼 mAb
비고/별칭	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
종	인간
유전자ID (인간)	7535
유전자ID	7535
면역원	인간 ZAP70 (NP_001070.2)의 아미노산 550-619에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43403
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩