


Wb, Elisa용 Zeb1 토끼 단클론 항체 - P37275

품목 번호: CM0007320



소개

ZEB1 토끼 단클론 항체(P37275)는 인간 및 래트 샘플에서 반응성을 가진 WB 및 ELISA용 고품질 도구입니다. EMT, 전사 억제 및 암 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZEB1 토끼 mAb
비고/별칭	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
종	인간
유전자 ID (인간)	6935
유전자 ID	6935
면역원	인간 ZEB1 (NP_110378.3)의 아미노산 800-900 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P37275
단백질 분자량	124kDa
배송 방식	아이스 팩