

Zfp64 토끼 다클론 항체 - Q9Npa5,Q9Ntw7

품목 번호: CM0014596

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 용도로 사용되는 인간 ZFP64(ZNF338)에 대한 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 다양한 검체 유형에서 아연 핑거 단백질 64를 연구하는 데 적합합니다. 재조합 면역원을 사용하여 토끼에서 생산되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZFP64 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ZNF338; ZFP64
종	인간
유전자 ID	55734
면역원	재조합 단백질 인간 ZFP64(NP_060667.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
단백질 분자량	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
배송	아이스팩