

Wb, If/Icc, Elisa용 Zip8 토끼 다클론 항체 - Q9C0K1

품목 번호: CM0016653

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 인간 ZIP8(SLC39A8) 표적 토끼 다클론 항체. 아연 및 망간 항상성, 면역 및 발달에 필수적인 금속 양이온 공동수송체인 인간 및 마우스 ZIP8을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZIP8 토끼 pAb
비고/별칭	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
종	인간
유전자 ID(인간)	64116
유전자 ID	64116
면역원	인간 ZIP8(NP_071437.3)의 아미노산 180-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9C0K1
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩