

Znf131 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P52739

품목 번호: CM0015899

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 ZNF131 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. ZNF131은 뇌 기능 및 발생에 관여하는 징크 핑거 전사 억제인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF131 토끼 pAb
비고/별칭	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
종	인간
유전자ID (인간)	7690
유전자ID	7690
면역원	인간 ZNF131 (NP_003423.1)의 아미노산 80-240번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52739
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스백