

Znf148 Rabbit Pab - Q9Uqr1

품목 번호: CM0026212

소개

ZNF148 Rabbit pAb은 재조합 ZNF148 단백질에 대해 생성된 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF148 Rabbit pAb
비고/별칭	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7707
GeneID	7707
면역원(Immunogen)	인간 ZNF148 (NP_068799.2)의 아미노산 690-794에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UQR1
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)