

Znf24 토끼 Polymab® 단클론 항체, Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 - P17028

품목 번호: CM0009200



소개

인간 ZNF24(KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A)에 대한 토끼 재조합 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용 가능하며 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 약 42kDa. 전사인자 및 수초화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF24 토끼 PolymAb®
비고/별칭	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
종	인간
유전자 ID (인간)	7572
유전자 ID	7572
면역원	인간 ZNF24 (NP_110378.3)의 아미노산 160-242번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17028
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백