

Znf444 토끼 Pab - Q8N0Y2

품목 번호: CM0023988

소개

ZNF444 토끼 pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA를 통해 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 ZNF444(EZF2)를 검출합니다. SCARF1 프로모터에 결합하는 전사 조절 인자로, 관찰된 분자량은 35 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF444 토끼 pAb
비고/별칭	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
종	인간
유전자 ID	55311
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N0Y2
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백