

Znf502 토끼 다클론 항체 - Q8Tbz5

품목 번호: CM0014996

소개

Western blot(WB) 및 ELISA용 ZNF502 토끼 다클론 항체입니다. ZNF502는 전사 조절에 관여할 가능성이 있는 아연 핑거 단백질입니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF502 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ZNF502
종	인간
GeneID (인간)	91392
GeneID	91392
면역원	인간 ZNF502(NP_149987.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TBZ5
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩