

Znf544 토끼 다클론 항체 - Q6Nx49

품목 번호: CM0029223

소개

웨스턴 블롯(WB)과 효소면역흡착분석(ELISA)에 사용 가능한 ZNF544 토끼 다클론 항체로, 사람 및 생쥐 ZNF544를 검출합니다. 82 kDa 크기의 이 다클론 항체는 N-말단 영역을 표적으로 하며 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF544 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ZNF544
종	사람
유전자ID (사람)	27300
유전자ID	27300
면역원	재조합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q6NX49
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스 팩