

Wb, Elisa용 Znf701 토끼 다클론 항체 - Q9Nv72

품목 번호: CM0019138

소개

Western blot(WB) 및 ELISA 용도의 ZNF701 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절에 관여하는 아연 핑거 단백질인 인간 ZNF701을 검출합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF701 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ZNF701
종	인간
GeneID(인간)	55762
GeneID	55762
면역원	인간 ZNF701의 아미노산 100~200번에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NV72
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩