

Wb 및 Elisa용 Zpr1 토끼 다클론 항체 - O75312

품목 번호: CM0014849

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 ZPR1 토끼 다클론 항체입니다. 세포 주기 진행과 SMN1 위치 결정에 관여하는 인간 ZPR1을 검출합니다. 신경과학 및 세포 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZPR1 토끼 pAb
비고/별칭	GKAF; ZNF259; ZPR1
종	인간
유전자 ID	8882
면역원	인간 ZPR1(NP_003895.1)의 아미노산 110-459에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75312
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩