

Wb 및 Elisa용 Zscan4 토끼 다클론 항체 - Q8Nam6

품목 번호: CM0018391

소개

재조합 단백질(아미노산 1-227)을 사용하여 제작된 인간 ZSCAN4(ZNF494) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 줄기세포 다능성 및 텔로미어 동역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZSCAN4 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF494; ZSCAN4
종	인간
유전자 ID (인간)	201516
면역원	재조합 단백질 인간 ZSCAN4(NP_689890.1)의 아미노산 1-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NAM6
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩