

Zscan4C 토끼 다클론 항체 - 245109

품목 번호: CM0014281

소개

ZSCAN4C 토끼 다클론 항체는 마우스 ZSCAN4를 표적으로 하는 다클론 항체로, 마우스에서 반응성을 보입니다. 57kDa 밴드를 검출하는 WB와 ELISA에 이상적이며, 만능성 및 초기 배발생 연구를 지원하는 줄기세포 및 발생생물학 연구의 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZSCAN4C 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
종	마우스
유전자 ID (인간)	201516
유전자 ID (마우스)	245109
면역원	마우스 ZSCAN4 (NP_001013787.1)의 아미노산 400-506 영역 서열에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
단백질 분자량	57kDa
배송 방법	아이스 팩